

Des Sanitary

DÉSINFECTANT-NETTOYANT POUR SANITAIRES

**POWERED BY
ECOLAB**


DESCRIPTION :

Nettoyant-désinfectant quotidien pour les toilettes, avec d'excellentes performances pour le nettoyage et l'élimination des graisses corporelles, des résidus de savon et de la saleté sur les surfaces dures.

- Fournit une excellente action détergente tout en éliminant efficacement le calcaire.
- Performance antimicrobienne rapide à large spectre pour une sécurité accrue dans les environnements sanitaires.
- Performance de nettoyage maximale et parfum agréable



MODE D'EMPLOI :

POUR LES SURFACES DURES ET LES SOLS

1. Portez toujours l'EPI recommandé lors de la manipulation de ce produit. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité.
2. Diluez 50-100 ml de Sanitary dans 10 L d'eau. En flacon pulvérisateur, diluez à 20-30 ml.
3. Appliquez la solution sur la surface avec un seau ou un flacon pulvérisateur.
4. Frottez et essuyez les surfaces. Laissez agir pendant le temps nécessaire indiqué.
5. Rincez à l'eau ou essuyez avec un chiffon propre et humide. Laissez sécher.

POUR LE NETTOYAGE DE LA CUVETTE DES TOILETTES

1. Portez toujours l'EPI recommandé lors de la manipulation de ce produit. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité.
2. Utilisez le produit non dilué avec une bouteille de 1 litre.
3. Fermez le couvercle des toilettes et tirez la chasse d'eau. Ouvrez le couvercle et réduisez le niveau d'eau de la cuvette en poussant l'eau à plusieurs reprises avec la brosse des toilettes.
4. Appliquez le produit sous le rebord, tout autour de la cuvette et sous la ligne d'eau.
5. Utilisez la brosse des toilettes pour vous assurer que toutes les surfaces sont couvertes et enlever les saletés. Si possible, laissez la brosse tremper dans l'eau de la cuvette.
6. Laissez agir pendant 5 minutes maximum. Tirez la chasse d'eau et rincez la cuvette et la brosse.



EFFICACITÉ :

- Bactéricide conforme EN 1276, à 1,5 % en conditions sales et avec 5 minutes de contact
- Bactéricide conforme EN 1276, à 1 % en conditions propres et avec 1 minute de contact
- Bactéricide conforme EN 16615, à 2,5 % en conditions sales et avec 1 minute de contact
- Levuricide conforme EN 16615, à 2 % en conditions sales et avec 1 minute de contact
- Virucide conforme EN 14476 pour les virus enveloppés, à 2 % en conditions sales et avec 5 minutes de contact
- Virucide conforme EN 14476 pour les virus enveloppés, à 3 % en conditions propres et avec 1 minute de contact
- UTILISATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ UNIQUEMENT
- yeastcidal selon EN 1650 conditions sales à 2% pendant 5 minutes
- Yeastcidal selon EN 13697 conditions sales à 7% pendant 15 minutes



APPLICATION :

Lorsqu'ils sont utilisés avec la bonne procédure de nettoyage, nos produits désinfectants certifiés sont efficaces à 99,99 % contre les bactéries et les virus enveloppés présents dans les espaces publics.

Pour toutes les surfaces et sols résistants aux acides dans les toilettes. Ne pas utiliser ce nettoyant-désinfectant avec un produit contenant du chlore.

Pour faciliter le nettoyage des toilettes et des urinoirs, le flacon de 1 litre est équipé d'une buse directionnelle.



SÉCURITÉ ET STOCKAGE :

- Ne pas mélanger avec aucun autre produit. Utilisez votre nettoyant-désinfectant en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.
- Ne jeter que les emballages vides et fermés. Résidus du produit : Voir la Fiche des données de sécurité.
- Pour le composé actif, 100 g de liquide contiennent 8 g d'acide L-(+)-lactique, 2,45 g de chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-C16)).
- À conserver entre 5 °C et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

CODE DU PRODUIT : CONDITIONNEMENT :

9104740 2 x 5 l

9106550 12 x 1 l



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES



- FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
- PLANCHES MURALES
- GUIDES DE PRODUIT



Worldwide Headquarter
 Ecolab Inc.
 1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
 Ecolab Europe GmbH
 Richtstr. 7
 CH-8304 Wallisellen

Ecolab Switzerland
 Ecolab (Schweiz) GmbH
 Kägenstrasse 10
 CH-4153 Reinach
 Tel.: 0800 326522